

Cardiac Science

Elektrody dla dorosłych Powerheart G5 z CPR Feedback

961,00 zł brutto

889,81 zł netto

Elektrody do modelu AED wskazanego w opisie i dokumentacji.



Opis produktu

Elektrody defibrylacyjne Powerheart® G5 Intellisense® z ICPR dla dorosłych.

Elektrody Intellisense® CPR z funkcją ICPR Feedback, przeznaczone do stosowania z defibrylatorem Powerheart G5 AED, posiadają dwie identyczne elektrody bez polaryzacji (które można przyłożyć w dowolnej z dwóch pozycji, aby zmniejszyć ryzyko pomyłki i zaoszczędzić cenny czas podczas akcji ratunkowej) i

dodatkową elektrodę/czujnik CPR, który umożliwia przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej RKO zgodnie z wytycznymi resuscytacji.

Dzięki opatentowanej technologii Rescue Ready® i wbudowanemu układowi elektronicznemu, elektrody Intellisense przekazują do urządzenia Powerheart G5 informacje dotyczące m.in. obecności (prawidłowego podpięcia do AED) i sprawności elektrod, rodzaju pacjenta, poziomu energii i protokołu RKO, daty ważności elektrod oraz innych kluczowych parametrów.

Cechy i zastosowanie

Produkt przeznaczony do zastosowania wskazanego w dokumentacji danego modelu.

Dane techniczne

Marka: Cardiac Science

Kod produktu: XELAED002C

- Typ: elektrody defibrylacyjne dla dorosłych z dodatkowym czujnikiem ICPR.
- Funkcja ICPR Feedback: informacja zwrotna dotycząca RKO (dzięki dodatkowemu czujnikowi).
- Rodzaj: bez polaryzacji (elektrody identyczne, które można przyłożyć w dowolnej z dwóch pozycji).
- Cechy: z nałożonym żelem, samoprzylepne, jednorazowego użytku.
- Przeznaczone do krótkotrwałego użycia (mniej niż 8 godzin).
- Wiek i waga pacjenta: powyżej 8 lat lub waga powyżej 25 kg.
- Okres magazynowania: 24 miesiące.
- Długość przewodu: całkowita: ok. 132 cm; poza opakowaniem: ok. 37 cm.
- Powierzchnia jednej elektrody: całkowita: ok. 152,5 cm²; żelu przewodzącego: ok. 99,5 cm².

Ostrzeżenia

- Nie używać ponownie elektrod. Ponowne użycie może prowadzić do: oparzenia skóry, nieprawidłowe działanie AED, przeniesienie zakażeń między pacjentami.
- Nie otwierać opakowania przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych elektrod. Przed użyciem sprawdź przewód i złącza pod kątem uszkodzeń.
- Niewłaściwe usunięcie niebieskiej folii ochronnej może wpłynąć na skuteczność terapii.

-
- Nie ciągnąć za przewody, aby oddzielić elektrody od niebieskiej folii.

Podczas umieszczania elektrod

- Umieścić elektrodę co najmniej 2,5 cm (1 cal) od wszelkich wszczepionych urządzeń.
- Upewnij się, że skóra pacjenta jest czysta i sucha przed użyciem.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.