

ZOLL AED 3™
Akcesoria i produkty szkoleniowe

ZOLL®



AKCESORIA DO KAŻDEGO ZDARZENIA


JEDNORAZOWE AKCESORIA RATUNKOWE

Trwałe akcesoria do każdego zdarzenia

CPR Uni-padz™

W pełni uniwersalne elektrody. Szybkie i łatwe przełączanie pomiędzy trybem „dorosły” i „pediatryczny” przyciskiem z ikoną dziecka. Brak konieczności zmiany elektrod. Bez klucza. 5-letnia żywotność. Pełen feedback RKO.

Część nr 8900-000260



Do każdego zestawu CPR Uni-padz dołączony jest zestaw akcesoriów ratunkowych. Zawiera on nożyczki do przecięcia ubrania i odstąpienia klatki piersiowej pacjenta, nieleksove rękawiczki i maskę ochronną ratownika, ręcznik papierowy do osuszenia skóry przed podłączeniem elektrod, maszynkę do golenia oraz chusteczkę do wycierania.

Bateria

W trybie czuwania żywotność baterii defibrylatora ZOLL AED 3 zawierającej dwutlenek litowo-manganowy wynosi pięć lat. Jeśli urządzenie ZOLL AED 3 nie było użyte podczas akcji ratunkowej, jednorazowe akcesoria należy wymieniać co pięć lat.

Część nr 8000-000696



SZKOLENIE

Trening symulacyjny dla każdego ratownika



Elektroniczny stimulator zasilany bateriami

Generuje rytmy „do defibrylacji” i „nie do defibrylacji”, symulując różne scenariusze zdarzeń. Zawiera baterię 9 V.

Część nr 8000-000925



Elektrody symulacyjne

Do podłączenia do defibrylatora ZOLL AED 3 oraz symulatora i użycia podczas szkolenia. Zawiera jeden zestaw dwóch żelów treningowych wielokrotnego użytku.

Część nr 8900-000264



Żele treningowe

Ośiem zestawów dwóch żelów treningowych wielokrotnego użytku do elektrod symulacyjnych.

Część nr 8900-000265



Manekin szkoleniowy

Odpowiadający osobie o wadze 60 kg. Zdejmowana głowa dla łatwiejszego przechowywania i do szkolenia na samych rękach.

Część nr 8000-0835-01



Standardowa szafka natynkowa
Część nr 8000-001256

SZAFKI NA DEFIBRYLATOR

Bezpieczne i łatwo dostępne

Defibrylator ZOLL AED 3 będzie bezpieczny i łatwo dostępny dla ratowników w działających na baterie i posiadających alarm szafkach.* Każda z nich zawiera defibrylator ZOLL AED 3 oraz zapasowy zestaw elektrod i baterię zapasową. Szafki naścienne są łatwe w instalacji, natomiast modele

częściowo lub w pełni wpuszczane zajmują mniej miejsca. Wszystkie trzy modele zawierają zestaw naklejek AED ILCOR (Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego do spraw Resuscytacji) oraz instrukcję montażu.



Częściowo wbudowana szafka
Część nr 8000-001257



Całkowicie podtynkowa szafka
Część nr 8000-001258

*W zestawie bateria 9 V

OZNAKOWANIE ŚCIENNE AED

Format ILCOR*

Zmywalne znaki ścienne AED

Znak ścienny ILCOR (AED)

Część nr 8000-001260

Znak ścienny ILCOR (DAE)

Część nr 8000-001262

Znak ścienny ILCOR (DEA)

Część nr 8000-001264



Trójwymiarowe oznakowanie ścienne AED

Znak ścienny ILCOR 3D (AED)

Część nr 8000-001261

Znak ścienny ILCOR 3D (DAE)

Część nr 8000-001263

Znak ścienny ILCOR 3D (DEA)

Część nr 8000-001265



Strob do standardowej
szafki naściennej

Część nr 8000-001259



Strob do częściowo/całkowicie
wbudowanej szafki naściennej

Część nr 8000-001267

* Międzynarodowy Komitet Łącznikowy do spraw Resuscytacji (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR)

UCHWYTY

Prosty uniwersalny uchwyt

Uchwyt uniwersalny pozwala na zamontowanie na ścianie defibrylatora ZOLL AED 3 samego lub z futerałem i jest oznaczony zielonym symbolem ILCOR AED. Zawiera sprzęt do montażu, kartę do śledzenia, szablon montażowy oraz instrukcję.



Uniwersalny uchwyt do montażu
defibrylatora ZOLL AED 3 (bez futerału)
Część nr 8000-001255



Uniwersalny uchwyt do montażu defibrylatora
ZOLL AED 3, futerału oraz zapasowych
elektrod CPR Uni-padz (w futerałe)
Część nr 8000-001266

WALIZKI

Bezpieczne i łatwo dostępne

Dostępne są trzy modele futerałów na defibrylator ZOLL AED 3: standardowy (z defibrylatorem ZOLL AED 3 BLS), mały ze sztywnego plastiku oraz duży ze sztywnego plastiku. Futerały ze sztywnego plastiku są wodoszczelne i mają certyfikat odporności na wodę i kurz IP68.

Standardowy futerał

Oprócz urządzenia ZOLL AED 3 z podłączonymi elektrodami CPR Uni-padz w standardowym futerale może znajdować się zapasowy zestaw elektrod CPR Uni-padz.

Część nr 8000-001250

Wymienny pasek na ramię do futerału ZOLL AED 3

Część nr 8000-001252



Duży futerał ze sztywnego plastiku

Duży futerał ze sztywnego plastiku zawierający zapasowy zestaw elektrod CPR Uni-padz i baterię zapasową to gwarancja ochrony i łatwego przenoszenia wszystkiego, co potrzebne do szybkiego udzielenia pomocy.

Część nr 8000-001254



Mały futerał ze sztywnego plastiku

Lekki i zapewniający maksymalną ochronę mały futerał ze sztywnego plastiku sprawdzi się w sytuacjach, gdy trzeba reagować szybko.

Część nr 8000-001253



Futerał na baterię

Wygodny pokrowiec na baterię urządzenia ZOLL AED 3 ułatwia identyfikację i dostęp do baterii, gdy jest potrzebna. Mieści się w torbie transportowej.

Część nr 8000-001251



USŁUGI ZOLL AED 3

Program Management Onboard z systemem PlusTrac ZOLL

Rozwiązanie Program Management Onboard™ pozwala wspólnie śledzić działanie urządzenia ZOLL AED 3. Podczas instalacji urządzenia ZOLL AED 3 w kilka minut można podłączyć je do opartego na chmurze systemu PlusTrac™ firmy ZOLL, który pozwala na zarządzanie online programami AED.

Po zakończeniu każdej automatycznej samokontroli Program Management Onboard regularnie przesyła informacje o stanie urządzenia ZOLL AED 3. Jeśli samokontrola wykryje usterkę, PlusTrac niezwłocznie powiadomiamy o tym e-mailowo.

Można również w dowolnej chwili zalogować się do konta PlusTrac, aby sprawdzić wszystkie urządzenia AED pod swoim nadzorem, pogrupować je według zarządzanych placówek oraz wyświetlić status szkolenia ratowników-wolontariuszy.

Dzięki systemowi PlusTrac AED zarządzane programami AED jest niezwykle proste i spójne, a rozwiązanie Program Management Onboard sprawia, że defibrylator ZOLL AED 3 samodzielnie przesyła dane.

Przy zakupie każdego urządzenia ZOLL AED 3 pierwszy rok korzystania z Program Management Onboard jest bezpłatny. Program Management Onboard można przedłużyć o kolejne okresy (rok lub pięć lat). Przedłużając usługę PlusTrac u autoryzowanego dystrybutora firmy ZOLL, klient otrzymuje oficjalny certyfikat PlusTrac z kodem, którym można przedłużyć usługę o rok lub pięć lat.



Certyfikat PlusTrac na JEDEN rok

Część nr 8000-1110-01

Certyfikat PlusTrac na PIĘĆ lat

Część nr 8000-1111-01



GOTOWE AKCESORIA I USŁUGI

Chcesz wiedzieć więcej o akcesoriach do urządzeń ZOLL AED 3 i usługach?

Skontaktuj się z lokalnym, autoryzowanym dystrybutorem firmy ZOLL lub odwiedź stronę zoll.com/aed3.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu programem AED z PlusTrack, odwiedź stronę plustrac2.com.

Autoryzowani dystrybutorzy firmy ZOLL zapewniają wsparcie w zakresie całego programu AED, obejmujące:

- zarządzanie programami i konserwację,
- zgodność z lokalnymi przepisami i rejestrami,
- szkolenie ratowników-wolontariuszy,
- uzupełnianie akcesoriów,
- rozszerzenie programu o kolejne defibrylatory AED.

ZOLL MEDICAL CORPORATION

Firma z grupy Asahi Kasei | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | www.zoll.com

Copyright © 2018 ZOLL Medical Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZOLL AED 3, PlusTrack, Uni-padz, Program Management Onboard i ZOLL są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ZOLL Medical Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

Defibrylator ZOLL AED 3 oraz Program Management Onboard nie są dostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Produkt ten nie uzyskał zezwolenia/zatwierdzenia przez Food and Drug Administration.

Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych.
MCN PP 1606 0183-04

Adresy i numery faksów filii oraz adresy placówek na całym świecie są dostępne w witrynie www.zoll.com/contacts.

ZOLL®