

Zoll

Elektrody pediatriczne Zoll Pedi-Padz II

550,00 zł brutto

509,26 zł netto

Elektrody do modelu AED wskazanego w opisie i dokumentacji.



Opis produktu

Elektrody pediatriczne Zoll Pedi-Padz II do defibrylatora Zoll AED Plus.

Po podłączeniu elektrod Pedi-Padz II defibrylator Zoll AED Plus będzie przystosowany do defibrylacji dzieci, a energia impulsu (wstrząsu defibrylacyjnego) zostanie zmniejszona do 50 J.

Cechy i zastosowanie

Informacje ogólne

- elektrody do defibrylacji,
- jednorazowe, samoprzylepne,
- pediatryczne (do defibrylacji dzieci poniżej 8-go roku życia lub poniżej 25kg masy ciała),
- na opakowaniu elektrod, a także na samych elektrodach znajduje się instrukcja naklejenia,
- nie używać elektrod, których termin ważności upłynął,
- każda elektroda jest pokryta warstwą klejącego żelu, jeśli żel nie przykleja się prawidłowo, należy wymienić elektrody na nowe,
- elektrody dostarczane są z kablem przyłączeniowym - wystający poza opakowanie fragment kabla z wtyczką, może być podłączony do AED od razu po zakupie urządzenia, dzięki czemu czas działania w razie zagrożenie życia jest krótszy,
- elektrody opakowane są w grubą folię chroniącą przed uszkodzeniem. Zaleca się sprawdzać opakowanie elektrod przed ich użyciem pod kątem uszkodzeń i jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie powinno się ich użyć.

UWAGA! Klejąca substancja pokrywająca elektrody zapewnia optymalne przyleganie powierzchni elektrod do skóry pacjenta. Dlatego też nie należy otwierać opakowania elektrod, jeśli ich zastosowanie nie jest wymagane. Należy też okresowo kontrolować termin ważności elektrod.

Dane techniczne

Marka: Zoll

Kod produktu: 8900-0810-01

- całkowita długość kabla: ok. 80 cm,
- okres przydatności: do 24 miesięcy.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.