

Trenażer ZOLL AED 3®

Symulator defibrylatora AED i akcesoria



Defibrylator szkoleniowy ZOLL AED 3 z funkcją Real CPR Help zapewnia informacje zwrotne o uciskach klatki piersiowej w czasie rzeczywistym

Defibrylator szkoleniowy ZOLL AED 3 w czasie rzeczywistym udziela informacji zwrotnych dotyczących jakości ucisków klatki piersiowej. Osoby szkolone wiedzą dzięki temu, że resuscytację krążeniowo-oddechową w symulowanych warunkach wykonują w odpowiednim tempie i z właściwą siłą.

ZOLL AED 3 wiernie odtwarza działanie terapeutycznego defibrylatora AED, pozwalając uzyskać podczas szkolenia bardziej realistyczne warunki prowadzenia akcji ratunkowej. ZOLL AED 3 jest wyposażony w następujące elementy:

- dotykowy ekran LCD wyświetlający w kolorze takie same obrazy akcji ratunkowej jak na terapeutycznych defibrylatorach ZOLL AED 3;
- czujniki dotykowe wbudowane w elektrody, wykrywające styczność elektrody z fantomem, co eliminuje konieczność sterowania pilotem
- przycisk umożliwiający instruktorowi wstrzymanie szkolenia w dowolnej chwili;
- trwałe materiały eksploatacyjne, pozwalające zaoszczędzić czas oraz pieniądze na wymiany;
- pendrive USB umożliwiający łatwą aktualizację oprogramowania i konfigurację języka.

Zgodność z wytycznymi

Łatwa konfiguracja: wszystkie działania konfiguracyjne i zarządzanie scenariuszami szkoleniowymi wykonuje się na ekranie urządzenia. Opcje, które można konfigurować, obejmują:

- scenariusz szkoleniowy,
- tryb działania (półautomatyczny lub automatyczny),
- odpowiedzi dla osób niebędących ratownikami medycznymi,
- odpowiedzi dotyczące sprawdzania oddechu,
- głośność odpowiedzi głosowych,
- język (dostępne opcje zależą od numeru katalogowego urządzenia).


Zestaw trenażera ZOLL AED 3 zawiera wszystko co niezbędne:

- trenażer ZOLL AED 3,
- kable z elektrodami szkoleniowymi CPR Uni-padz® z wbudowanym czujnikiem ucisków (na co najmniej 100 cykli szkoleniowych),
- elektrody szkoleniowe CPR Uni-padz (na co najmniej 50 cykli),
- cztery (4) baterie typu D.
- Instrukcja użytkownika


ZOLL®



[Dobry ucisk] Informacje zwrotne o RKO w czasie rzeczywistym z dużym, 2-kolorowym wskaźnikiem głębokości ucisku



Konfiguracja działania urządzenia i scenariuszy akcji ratunkowej bezpośrednio na urządzeniu



Czujniki wykrywają styczność elektrody z manekinem, co eliminuje konieczność zdalnego sterowania

Specyfikacja defibrylatora szkoleniowego ZOLL AED 3

Wymiary: (gł. × szer. × wys.)
12,7 × 23,6 × 24,7 cm (5,0 × 9,3 × 9,7 cala)

Masa: 1,8 kg (3 funty i 15 uncji) wraz z bateriami

Zasilanie: cztery (4) baterie typu D do AED (w komplecie z urządzeniem), z czasem pracy ponad 16 godzin szkolenia

Scenariusze akcji ratunkowych

Instruktorzy mogą przy użyciu przycisków programowych konfigurować różne scenariusze akcji ratunkowej bezpośrednio na defibrylatorze szkoleniowym.



Akcesoria do symulatora ZOLL AED 3

Akcesoria należy zamawiać osobno.



Żele samoprzylepne do elektrod
CPR Uni-padz® symulatora
Nr katalogowy 8028-000014
(5 sztuk w opakowaniu)



Podkładki do elektrod CPR Uni-padz
do defibrylatora szkoleniowego
Nr katalogowy 8028-000013



Fantom szkoleniowy
Nr katalogowy 8000-0835-01



Pendrive USB do aktualizacji
oprogramowania symulatora
Nr katalogowy 8028-000011-XX



Kable z czujnikiem
do defibrylatora szkoleniowego
Nr katalogowy 8028-000010

Siedziba główna firmy
ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, USA
978-421-9655
800-804-4356

Adresy podmiotów zależnych, numery faksów i dane innych lokalizacji na całym świecie można znaleźć na stronie
www.zoll.com/contacts.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

©2022 ZOLL Medical Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL oraz ZOLL AED 3 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ZOLL Medical Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych. MCN IP 2203 0580-04

ZOLL